

Wash Tesoro Rosa Canina

ammorbidente concentrato con microcapsule di profumo

Ammorbidente con microcapsule di profumo che penetrano nelle fibre del tessuto: i capi asciutti restano freschi di bucato anche settimane dopo il lavaggio. Profumo ed effetto antistatico resistono alle alte temperature e alla centrifuga, e rendono più facile la stiratura.

Come si usa


- 1 Agita prima dell'uso.
- 2 In lavatrice, nella vaschetta dell'ammorbidente (ultimo risciacquo): 20 mL per 5 kg di bucato, 35 mL per 8 kg.
- 3 A mano: 20 g in 10 L d'acqua, all'ultimo risciacquo.



Lavatrice



Ammorbidente



CONFEZIONE	CODICE	EAN	UFI	PEZZI PER CARTONE
Flacone 1 L	WAS-ROS-1LT	8055598160843	022G-A0CK-700T-56A9	12

CARATTERISTICHE

Aspetto	liquido	Densità relativa a 20 °C	0,996
Colore	rosa	pH	3,5 - 4,5
Profumo	rosa canina	Utilizzatore	professionale

SICUREZZA · COME IN ETICHETTA E NELLA SCHEDA DI SICUREZZA

Non classificato pericoloso.

EUH208 Contiene 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-ottaidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-one, 2,2,6-trimetil- π -propilcicloesanpropanolo, 2,4-diidrossi-3,6-dimetilbenzoato, Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare una reazione allergica. EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Non ingerire. Prodotto per uso professionale.

Composizione (Reg. CE 648/2004): tensioattivi cationici 5-15%, profumo. Agenti conservanti: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1). Fragranze allergizzanti: TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES, HEXAMETHYLINDANOPYRAN.

Ristopanno di Simone De Martino

Via Materdei 20, 80136 Napoli · sede operativa Via Goffredo Malaterra 7, Napoli

TEL. 081 2351919 · INFO@RISTOPANNO.IT

RISTOPANNO.IT